

ResMed

Découvrez AirFit™ F40

Un masque minimaliste.
Optimisé pour tous.



AirFit F40 | Présentation du dernier masque de ResMed

AirFit F40 offre le meilleur des deux mondes

Masque complet

ULTRA COMPACT

+


**HAUTE PERFORMANCE
D'ÉTANCHÉITÉ**

d'un masque nasal traditionnel



AirFit F40 | La gamme complète du portfolio des masques faciaux de ResMed

L'AirFit F40 améliore l'offre complète de masques faciaux, en offrant de meilleures performances d'étanchéité avec une gamme d'ajustement plus large dans la catégorie minimaliste



AirFit F40 | Caractéristiques principales

1 Conception discrète disponible en trois tailles

- Les trois tailles de coussin et de harnais permettent une large gamme d'ajustement, ce qui le rend viable pour un plus grand nombre de patients avec une gamme d'ajustement de 98 %¹
- La conception mince réduit l'encombrement et offre un plus grand confort et une plus grande flexibilité aux patients qui peuvent dormir dans n'importe quelle position et bouger pendant la nuit.

2 Quatre points d'ajustement

- Deux points d'ajustement velcro supérieurs et deux points d'ajustement inférieurs assurent la stabilité nécessaire
- L'élimination du point d'ajustement du dessus de la tête rend l'adaptation plus rapide et plus facile pour les prestataires de soins et l'utilisation quotidienne par les patients.

3 Cadre et sangles entièrement flexibles

- Tout nouveau cadre en tissu avec des housses en tissu sur les manches des bras
- La souplesse et la flexibilité des bretelles procurent une sensation de confort.
- L'emplacement des sangles sur la partie supérieure de la joue est plus confortable.

4 Pincés magnétiques

- S'enclenchent et se retirent facilement, y compris pour les personnes ayant des problèmes de dextérité.



5 Coussin entièrement en silicone souple AdaptiSeal™

- L'ensemble du coussin est en silicone souple pour plus de confort.
- Le silicone s'adapte au visage pour former un joint sûr et maintient l'étanchéité en dépit des mouvements du patient pendant la nuit.

6 Coude à retrait rapide

- Se connecte et se déconnecte rapidement et facilement en appuyant sur les pincés situés de part et d'autre du coude.

7 Évacuation diffuse QuietAir™

- Mesuré à seulement 20dBA, le masque est conçu pour être silencieux et produire une perturbation minimale de la brise pour les patients et leurs partenaires.^{2,3}

8 Tube court avec pivot

- Le nouveau tube court est léger pour réduire la traînée.
- Le pivotement permet au tube de se déplacer naturellement en fonction des mouvements du patient pendant le sommeil.

¹ ResMed a mené des études cliniques externes sur des utilisateurs actuels de PPC ayant suivi un traitement ≥ à 12 mois avec des masques ResMed ou concurrents et ayant respecté les 90 jours au cours des trois mois précédant l'étude. Tous les participants ont utilisé le ResMed AirFit F40 et le Fisher & Paykel Evora Full pendant sept nuits chacun, dans un ordre aléatoire. Études menées en Australie et aux États-Unis, du 4 octobre au 20 novembre 2023. n=29 (Australie) et n=57 (États-Unis)

^{2,3} Mesure interne ResMed de la puissance sonore du système de masque QuietAir ResMed AirFit F40 (20,1 dB), testée conformément aux normes ISO4871:1996 et ISO3744:2010 et comparée à la puissance sonore indiquée par Fisher & Paykel pour le masque Evora Full, qui est de 28,2 dB selon le guide de l'utilisateur du produit. Test effectué le 26 juillet 2023.

AirFit F40 | Vue d'ensemble du masque



AirFit F40 | Références des produits



64633	Harnais AirFit F40 PT
64634	Harnais AirFit F40 STD
64635	Harnais AirFit F40 LGE



Casque Petit



Casque Standard



Casque Large



64627	Coussin Petit large
64628	Coussin Moyen
64629	Coussin Large

64600	AirFit F40 SYS — PL/STD AMER
64601	AirFit F40 SYS — M/STD AMER
64602	AirFit F40 SYS — L/STD AMER
64603	AirFit F40 SYS — M/PT AMER
64604	AirFit F40 SYS — M/LGE AMER
64607	Système de cadre AirFit F40 — PL
64608	Système de cadre AirFit F40 — M
64609	Système de cadre AirFit F40 — L

AirFit F40 | Suggestion de commande

Jusqu'à ce que vous établissiez un historique des commandes en fonction de votre clientèle, nous vous recommandons de commander dans les proportions suivantes, conformément à nos études d'ajustement

Système AIRFIT F40 <u>PL/STD</u> 64600	Système AIRFIT F40 <u>M/STD</u> 64601	Système AIRFIT F40 <u>L/STD</u> 64602	Système AIRFIT F40 <u>M/PT</u> 64603	Système AIRFIT F40 <u>M/LGE</u> 64604
10 %	65 %	15 %	5 %	5 %

AirFit F40 | Références des produits et HCPCS

Référence	Nom du produit	HCPC
64600	Système AirFit™ F40 — PL/STD	A7030+A7035
64601	Système AirFit™ F40 — M/STD	A7030+A7035
64602	Système AirFit™ F40 — L/STD	A7030+A7035
64603	Système AirFit™ F40 — M/PT	A7030+A7035
64604	AirFit™ F40 System — M/LGE	A7030+A7035
64607	Système de cadre AirFit™ F40 — Petit large	A7030
64608	Système de cadre AirFit™ F40 — Moyen	A7030
64609	Système de cadre AirFit™ F40 — Large	A7030
64627	Coussin AirFit™ F40 — Petit large	A7031
64628	Coussin AirFit™ F40 — Moyen	A7031
64629	Coussin AirFit™ F40 — Large	A7031
64633	Harnais AirFit™ F40 — Petit	A7035
64634	Harnais AirFit™ F40 — Standard	A7035
64635	Harnais AirFit™ F40 — Large	A7035